

# GUIDE RAPIDE POUR L'UTILISATION DU FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE TOUT-TERRAIN

Cher visiteur,

Nous vous remercions d'avoir choisi de passer votre temps libre au Monte Tamaro et nous sommes heureux que vous puissiez le faire avec moins d'obstacles grâce à l'utilisation du Mountain Drive.

Nous vous demandons de lire ce qui suit:

- Nous vous encourageons à régler le fauteuil en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à demander de l'aide à notre personnel si vous en avez besoin.
- Gardez toujours votre ceinture de sécurité attachée. Restez toujours attaché.
- Le fauteuil est commandé à l'aide du joystick. Son utilisation est simple :
  - Joystick en avant, le fauteuil avance
  - Joystick en arrière, marche en arrière
  - Joystick droite ou gauche : suit la direction de la manœuvre
- Pour freiner, il suffit de relâcher le joystick. Le fauteuil freine automatiquement.
- Il est important de rouler uniquement sur les chemins indiqués par Monte Tamaro SA sur la carte et publiés sur [www.montetamaro.ch](http://www.montetamaro.ch).
- Numéro d'urgence: 0041 (0)91 946 23 03
- Vérifiez que votre téléphone est chargé.

Veuillez noter que l'utilisation du fauteuil roulant Mountain Drive se fait à vos propres risques. Monte Tamaro SA décline toute responsabilité.

## CONDITIONS D'UTILISATION ►

Nom: .....

Prénom: .....

Date: .....


Je confirme avoir pris connaissance du guide rapide et avoir lu et accepté les informations susmentionnées et les conditions d'utilisation.

Signature:

.....

Nous vous souhaitons un bon voyage et  
une merveilleuse journée,  
*Team Monte Tamaro*

**Monte**  
TAMARO



## CONDITIONS D'UTILISATION

1. Le fauteuil roulant JST Multidrive doit être récupéré et rendu à la station d'arrivée de la télécabine située à Alpe Foppa.
2. L'utilisation du fauteuil roulant est exclusivement réservée à la personne qui l'a loué et à ses accompagnateurs.
3. Le JST Multidrive ne peut être utilisé que sur les itinéraires indiqués sur [www.montetamaro.ch/cerebral](http://www.montetamaro.ch/cerebral) et sur la carte spécifique.
4. Vous pouvez piloter le fauteuil roulant vous-même, mais il est également possible qu'il soit piloté par quelqu'un d'autre.
5. Le poids maximal pour l'utilisation du fauteuil est de 100 kg.
6. Monte Tamaro SA s'engage à livrer un fauteuil en état de marche avec une batterie chargée.
7. Tout dommage ou défaut doit être signalé au moment du retour. Les dommages ou pannes dus à une utilisation inappropriée du fauteuil roulant sont à la charge du client.
8. Pour pouvoir utiliser JST Multidrive, le client doit avoir souscrit une assurance responsabilité civile.
9. Les conditions générales de Monte Tamaro SA, qui peuvent être consultées sur [www.montetamaro.ch/cga](http://www.montetamaro.ch/cga), sont également applicables.